










i	PT	i	EN	i	ES	i	FR	i	DE	i	NL
Instruções de uso gerais: - Abrir a embalagem individual com os cuidados necessários de asepsia. - Colocar o EASYFLOW (regulador) em OFF, antes de qualquer ligação. - Ligar o sistema, colocar em OPEN, inverter e purgar o sistema. - Certifique-se de que não existem bolhas de ar no sistema. - Fechar (OFF) o EASYFLOW e ligar ao paciente. - Colocar a câmara de gotejamento a ±80 cm acima do ponto de inserção do paciente. - Ajustar e melhorar o caudal, contando as gotas/min.	General instructions for use: - Open the individual product package with all aseptic care. - Set EASYFLOW (regulator) to OFF before any connection. - Connect the system, set to OPEN, reverse and purge the system. - Make sure that there are no air-bubbles in the system. - Close (OFF) EASYFLOW or close the clamp and connect to patient. - Place drip chamber at ±80cm above patient insertion point - Adjust and improve the flow rate by counting the droplets/ min	Instrucciones de uso: - Abra el paquete individual con el cuidado aseptico necesario. - Antes de realizar cualquier conexión, ponga el EASYFLOW (regulador) en OFF. Conecte el sistema, colóquelo en posición ABIERTO, invierta la marcha y purge el sistema. - Asegúrese de que no haya burbujas de aire en el sistema. - Cierre el EASYFLOW (posición OFF) y conecte al paciente. - Coloque la cámara de goteo a una altura de entre 80 y 100 cm por encima del punto de inserción del paciente. - Ajustar y mejorar el caudal contando gotas/min.	Mode d'emploi: - Ouvrir l'emballage individuel avec les précautions d'asepsie nécessaires. - Avant tout raccordement, régler EASYFLOW (régulateur) sur OFF. - Connecter, régler sur OUVERT, inverser et purger le système. - S'assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air dans le système. - Mettre le régulateur EASYFLOW sur OFF, puis connecter le patient. - Positionner la chambre compte-gouttes à une hauteur de ± 80 cm au-dessus du point d'insertion du patient. - Ajuster et améliorer le débit en comptant le nombre de gouttes par minute.	Gebrauchshinweise: - Öffnen Sie die Einzelverpackung mit der notwendigen Asepsis-Bedingungen. - Stellen Sie EASYFLOW (Regler) vor jedem Anschluss auf OFF (oder schließen Sie die Klemme für einen stabilen Durchflussregler). - Schließen Sie die Flasche oder den Beutel an, stellen Sie auf OPEN, kehren Sie um und spülen Sie das System. - Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen im System befinden. - EASYFLOW ausschalten und an den Patienten anschließen. - Tropfammer ±80 cm über dem Einführungspunkt des Patienten platzieren. - Die Durchflussrate durch Zählen der Tropfen/min einstellen und verbessern.	Gebruiksinstructies: - Open de individuele verpakkingen met de nodige aseptische voorzorgsmaatregelen. - Zet de EASYFLOW (regelaar) op OFF of sluit de klem vóór elke aansluiting. - Sluit aan op fles of zak, zet op OPEN, draai om en spoel het systeem door. - Zorg ervoor dat er geen luchtbelletjes in het systeem zitten. - Zet EASYFLOW UIT en sluit aan op de patiënt. - Plaats de druppelkamer ±80 cm boven het inbrengpunt van de patiënt. - Pas de stroomsgeduld aan en verbeter deze door de druppels/min te tellen						
 	 	 	 	 	 						
Características: Estéril desde que não aberto nem danificado. Esterilização por óxido de etileno. Apyrogénico. Sem latex nem ftalato DEHP. Conexão standard. Dispositivo de uso único. Não é um dispositivo de medida.	Characteristics: Sterile if unopened and undamaged. Ethylene oxide sterilization. Non-pyrogenic. Latex and DEHP phthalate free. Standard connection. Single use only. Not a measuring device.	Características: Es estéril si el paquete no está abierto ni dañado. Esterilización por óxido de etileno. Apyrogénico. Sin latex ni ftalato DEHP. Conexión standard. Dispositivo de uso único. No es un dispositivo de medición.	Caractéristiques: Il reste stérile tant qu'il n'est pas ouvert ou endommagé. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Apyrogène. Sans latex ni phthalate DEHP. Connexion standard. Dispositif à usage unique. Il ne s'agit pas d'un dispositif de mesure.	Características: El resto estéril tanto que no esté abierto ni dañado. Esterilización con óxido de etileno. Apyrogénico. Sin latex ni ftalato DEHP. Conexión standard. Dispositivo de uso único. No es un dispositivo de medición.	Eigenschaften: Steril, wenn Packung ungeöffnet und unbeschädigt. Sterilisation mit Ethylenoxid. Apyrogen. Latexfrei oder DEHP-Phthalatfrei. Standardanschluss. Gerät für den einmaligen Gebrauch. Es handelt sich nicht um ein Messgerät.	Kenmerken: Steriel zolang niet geopend of beschadigd. Ethyleenoxide sterilisatie. Apyrogen. Latexvrij of DEHP-fthalatenvrij. Standardaansluiting. Apparaat voor eenmalig gebruik. Het is geen meetinstrument.					
A duração máxima de utilização deve ser definida de acordo com as recomendações do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), sendo recomendada a substituição em cada 24h. Utilizações prolongadas, com vários medicamentos, também poderão provocar enfraquecimento dos componentes e consequentemente, quebras e fugas.	The maximum duration of use should be determined in accordance with the recommendations of the Centre for Disease Control and Prevention (CDC), with replacement recommended every 24 hours. Prolonged use with various medications can also weaken the components, resulting in breakage and leakage.	The duración máxima de uso debe definirse de acuerdo con las recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y se recomienda sustituirlo cada 24 horas. El uso prolongado con diversos medicamentos también puede debilitar los componentes, hacer que se rompan y presenten fugas.	La duración máxima de uso debe definirse de acuerdo con las recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y se recomienda sustituirlo cada 24 horas. El uso prolongado con diversos medicamentos también puede debilitar los componentes, hacer que se rompan y presenten fugas.	La duración máxima de uso debe definirse de acuerdo con las recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y se recomienda sustituirlo cada 24 horas. El uso prolongado con diversos medicamentos también puede debilitar los componentes, hacer que se rompan y presenten fugas.	Die maximale Verwendungsdauer sollte gemäß den Empfehlungen des Zentrums für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) festgelegt werden, wobei eine Austausch alle 24 Stunden empfohlen wird. Auch eine längere Einnahme verschiedener Medikamente kann dazu führen, dass die Komponenten schwächer werden und folglich brechen und auslaufen.	De maximale gebruikstijd moet worden vastgesteld volgens de aanbevelingen van het Centrum voor Disease Control and Prevention (CDC), waarbij vervanging elke 24 uur wordt aanbevolen. Langdurig gebruik van verschillende medicijnen kan daarentegen de onderdelen verzakken en daardoor breken en gaan lekken.					
Uso pretendido: Os prolongamentos com controlador destinam-se a canalizar líquidos para efeitos de infusão ou administração de soluções, apenas por gravidade. Não obstante, estas linhas podem ser indirectamente conectadas a um sistema por pressão. Estes dispositivos destinam-se a serem utilizados por profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) com conhecimento e experiência prática no manuseio destes dispositivos.	Intended use: The extension sets with flow regulator are intended to channel liquids for the purpose of infusion or administration into the body, by gravity only . However, these lines can be indirectly connected to a system by pressure. The intended users of these products are healthcare professionals (physicians and nurses) with knowledge and practical experience in the use of these devices.	Intended use: Les sets d'extension avec régulateur sont destinés à canaliser les fluides dans le but de perfuser ou d'administrer des solutions unique par gravité . Toutefois, ces lignes peuvent être indirectement reliées à un système sous pression. Ces dispositifs sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé (médecins et infirmiers) ayant des connaissances et une expérience pratique dans la manipulation de ces dispositifs.	Intended use: Les sets d'extension avec régulateur sont destinés à canaliser les fluides dans le but de perfuser ou d'administrer des solutions unique par gravité . Toutefois, ces lignes peuvent être indirectement reliées à un système sous pression. Ces dispositifs sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé (médecins et infirmiers) ayant des connaissances et une expérience pratique dans la manipulation de ces dispositifs.	Intended use: Les sets d'extension avec régulateur sont destinés à canaliser les fluides dans le but de perfuser ou d'administrer des solutions unique par gravité . Toutefois, ces lignes peuvent être indirectement reliées à un système sous pression. Ces dispositifs sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé (médecins et infirmiers) ayant des connaissances et une expérience pratique dans la manipulation de ces dispositifs.	Intended use: Die Erweiterungssets mit Durchflussregler sind dazu bestimmt, Flüssigkeiten zum Zweck der Infusion oder Verabreichung in den Körper zu leiten, und zwar ausschließlich durch Schwerkraft. Diese Leitungen können jedoch indirekt an ein Drucksystem angeschlossen werden. Der vorgesehene Anwender dieser Produkte ist medizinisches Fachpersonal (Ärzte und Krankenschwestern) mit Kenntnissen und praktischer Erfahrung im Umgang mit diesen Geräten.	Intended use: De Erweiterungssets met Durchflussregler zijn bedoeld om vloeistoffen te kanaliseren met het oog op infusie of toediening van oplossingen, alleen op grond van de zwaartekracht. Deze leidingen kunnen echter indirect worden aangesloten op een drukssysteem. Deze hulpmiddelen zijn bestemd voor gebruik door gezondheidswerkers (artsen en verpleegkundigen) met kennis en praktische ervaring in de omgang met deze hulpmiddelen.					
Precauções: Ler as Instruções de Uso antes de usar o dispositivo.	Warnings: Read the Instructions for Use (IFU) before using the device.	Precauciones: Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo.	Précautions: Lire les instructions d'utilisation avant la première utilisation du dispositif.	Precauções: Lire les instructions d'utilisation avant la première utilisation du dispositif.	Vorsichtsmaßnahmen: Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Gebrauchsanweisung.	Voorzorgsmaatregelen: Lees de gebruiksaanwijzing alvorens het apparaat te gebruiken.					
Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada. Não utilizar se o rótulo estiver ilegível/com informação em falta. Não usar se as tampas protetoras estiverem soltas ou não existam. Verificar todas as conexões antes de usar. Se o produto estiver danificado/fora das especificações, não utilize e informe o fabricante. O produto é esterilizado para uso único. Descartar após single use. Do not clean or reuse. Reuse of the device may cause harmful infection, injury or death.	Do not use if the packaging has been opened or damaged. Do not use if the label is illegible/information is missing. Do not use if protective caps are loose or missing. Check all connections before use. If the product is damaged/out of specification, do not use and contact the manufacturer. The product is sterilised for single use only. Discard after single use. Do not clean or reuse. Reuse of the device may cause harmful infection, injury or death.	No usar si la envoltura esté abierta o dañada. No utilizar si la etiqueta es ilegible o no contiene la información necesaria. Verificar todas las conexiones antes de usar. Si el producto está dañado o fuera de las especificaciones, no utilice e informe al fabricante. El producto está esterilizado para uso único. Descarte después de uso solo. No limpie ni reutilice. La reutilización del dispositivo puede provocar infecciones, daños graves o la muerte.	Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'étiquette est illisible ou si des informations sont manquantes. Vérifier toutes les connexions avant utilisation. Si le produit est endommagé ou ne correspond pas aux spécifications, ne l'utilisez pas et informez-en le fabricant. Le produit est stérilisé pour un usage unique. Jeter après usage unique. Ne pas nettoyer ni réutiliser. Une réutilisation du dispositif peut provoquer infections, dommages graves ou la mort.	Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'étiquette est illisible ou si des informations sont manquantes. Vérifier toutes les connexions avant utilisation. Si le produit est endommagé ou ne correspond pas aux spécifications, ne l'utilisez pas et informez-en le fabricant. Le produit est stérilisé pour un usage unique. Jeter après usage unique. Ne pas nettoyer ni réutiliser. Une réutilisation du dispositif peut provoquer infections, dommages graves ou la mort.	Diebstahl, wenn Packung geöffnet oder beschädigt ist. Nicht verwenden, wenn die Etikett unlesbar ist oder Informationen fehlen. Nicht verwenden, wenn die Schutzkappen lose sind oder fehlen. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch alle Anschlüsse. Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht den Spezifikationen entspricht, verwenden Sie es nicht und informieren Sie den Hersteller. Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Nach dem ersten Gebrauch nicht reinigen oder wiederverwenden. Die Wiederverwendung eines Geräts kann zu Infektionen, schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Prüfen Sie die Anweisungen des Herstellers, wann die Lösungen usages conformément à la réglementation en vigueur. Si nécessaire, utiliser des contenues spécialement identifiés à cet effet.	Neem bij een open of beschadigd verpakking niet deel te nemen. Gebruik niet als de specifiecaties voldoet, gebruik het dan niet en informeer of de fabrikant. Het product is steriel voor eenmalig gebruik. Niet eenmalig gebruik weggoeden. Niet reinigen of hergebruiken. Hergebruik van het apparaat kan leiden tot infectie, ernstig letsel of overlijden. Raadpleeg de instructies van de fabrikant betreffende onverplaatsbaarheid. Niet gebruiken na de vervaldatum. Indien verlopen, apparaat weggoeden. Bewaar het product op een droge plaats tussen 5 en 35°C. Vier gebruik hulpmiddelen als volgens de geldende wettelijke voorschriften. Gebruik indien nodig containers met speciale identificatie.					
Importante: Não colocar o EASYFLOW na posição próxima de OPEN. Neste caso, o caudal pode aumentar rapidamente para valores superiores a 2.500 ml/h. Este produto foi validado com água esterilizada, uma agulha 20G a 20°C. O caudal deve ser sempre controlado por contagem de gotas, várias vezes durante a perfusão (com maior vigilância para cytotoxics, analgésicos opioides). Não utilizar com sangue. Não utilizar sem supervisão.	Importante: do not set the EASYFLOW close to the OPEN position. Here the flow rate can quickly increase the flow rate to over 2,500 ml/h. This product has been validated with sterile water, a 20G needle at 20°C. The flow rate must always be checked by trickle counting, and this several times during the infusion (even more vigilance for cytotoxic, opioid analgesics). Never use with blood. Do not use it without supervision.	Importante: No coloque el EASYFLOW en posición próxima a ABIERTO. En este caso, el caudal puede aumentar rápidamente hasta superar los 2.500 ml/h. Este producto ha sido validado con agua estéril, una aguja 20G a 20°C. El caudal debe comprobar siempre por gotero, y esto varias veces durante la infusión (aún más vigilancia para citotóxicos y analgésicos opioides). No utilizar con sangre. No utilizar sin supervisión.	Important: Wichtig: EASYFLOW nicht in die Nähe von OPEN stellen. In diesem Fall kann die Durchflussrate schnell auf Werte von über 2.500 ml/h ansteigen. Dieses Produkt wurde mit steriles Wasser und einer 20G-Nadel bei 20°C validiert. Die Durchflussrate muss immer durch Rieselzählung überprüft werden, und zwar mehrmals während der Infusion (noch größere Wachsamkeit bei Zytostatika, Opioid-Analgetika). Niemals mit Blut verwenden. Keine Lösungen auf Basis von Isopropylalkohol verwenden. Nach Ablauf des Verfallsdatums ist das Gerät zu entsorgen. Lager Sie das Produkt an einem trockenen Ort zwischen 5 und 35°C. Entsorgen Sie alle gebrauchten Geräte gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Gebelebensfalls Behälter mit spezielle Kennzeichnung verwenden.	Important: Wichtig: EASYFLOW nicht in die Nähe von OPEN stellen. In diesem Fall kann die Durchflussrate schnell auf Werte von über 2.500 ml/h ansteigen. Dieses Produkt wurde mit steriles Wasser und einer 20G-Nadel bei 20°C validiert. Die Durchflussrate muss immer durch Rieselzählung überprüft werden, und zwar mehrmals während der Infusion (noch größere Wachsamkeit bei Zytostatika, Opioid-Analgetika). Niemals mit Blut verwenden. Keine Lösungen auf Basis von Isopropylalkohol verwenden. Nach Ablauf des Verfallsdatums ist das Gerät zu entsorgen. Lager Sie das Produkt an einem trockenen Ort zwischen 5 und 35°C. Entsorgen Sie alle gebrauchten Geräte gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Gebelebensfalls Behälter mit spezielle Kennzeichnung verwenden.	Important: Wichtig: EASYFLOW nicht in die Nähe von OPEN stellen. In diesem Fall kann die Durchflussrate schnell auf Werte von über 2.500 ml/h ansteigen. Dieses Produkt wurde mit steriles Wasser und einer 20G-Nadel bei 20°C validiert. Die Durchflussrate muss immer durch Rieselzählung überprüft werden, und zwar mehrmals während der Infusion (noch größere Wachsamkeit bei Zytostatika, Opioid-Analgetika). Niemals mit Blut verwenden. Keine Lösungen auf Basis von Isopropylalkohol verwenden. Nach Ablauf des Verfallsdatums ist das Gerät zu entsorgen. Lager Sie das Produkt an einem trockenen Ort zwischen 5 und 35°C. Entsorgen Sie alle gebrauchten Geräte gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Gebelebensfalls Behälter mit spezielle Kennzeichnung verwenden.						
Performance: Con base nas instruções de uso mencionadas em cima e na capacidade do dispositivo permitir a visualização de um fluxo contínuo, sem fugas ou obstruções, o dispositivo apresenta uma boa performance.	Performance: Based on the instructions for use mentioned above and the capacity of the device to allow visualization of a continuous flow without leaks or obstructions, the device presents a good performance.	Performance: Según las instrucciones de uso mencionadas anteriormente y la capacidad del dispositivo para permitir que se vea un flujo continuo sin fugas ni obstrucciones, el dispositivo funciona correctamente.	Performance : Sur la base des instructions d'utilisation mentionnées ci-dessus et de la capacité de le dispositif à permettre un écoulement continu sans fuite ni obstruction, l'appareil fonctionne bien.	Performance : Basiert auf der oben genannten Gebrauchsanweisung und der Fähigkeit des Geräts, einen kontinuierlichen Fluss ohne Lecks oder Verstopfung zu sehen, funktioniert das Gerät gut.	Performance : Op basis van de boven genoemde gebruiksaanwijzing en het vermogen van het apparaat om een continu stroom zonder lekken of obstrucie te kunnen bekijken, presteert het apparaat goed.						
Riscos residuais/efeitos secundários: Embora todos os riscos estejam controlados e reduzidos para o mínimo possível, existem sempre riscos residuais que podem ser limitados, desde que estas instruções e as práticas do processo clínico sejam seguidas pelos profissionais de saúde, nomeadamente: deterioração do estado de saúde do paciente; infecção, febre, embolia, subdose, desconforto do paciente, reações tóxicas.	Riskos residuales/efectos secundarios: Aunque todos los riesgos están controlados y reducidos al mínimo posible, siempre existen riesgos residuales que pueden limitarse, siempre que se sigan estas instrucciones y las prácticas del proceso clínico por parte de los profesionales sanitarios, a saber										