



# SERINGA COM LIDOCAÍNA

SERINGA DISPOGEL®

Cuidar com Excelência



# SERINGA COM LIDOCAÍNA

## SERINGA DISPOGEL®

### LUBRIFICANTE ESTÉRIL COM ANTISSÉTICO E ANESTÉSICO

GEL LUBRIFICANTE URETERAL COM LIDOCAÍNA HCL 11ML & 6ML

DISPOGEL® É UM GEL LUBRIFICANTE COM ANESTÉSICO LOCAL (LIDOCAÍNA 2%) E ANTISSÉTICO (DICLORIDRATO DE CLOREXIDINA 0,25%). DISPOGEL® ESTÁ DISPONÍVEL EM SERINGAS DE 6ML E 11ML EM EMBALAGEM ESTÉRIL.

DISPOGEL® É UTILIZADO PARA INSTILAÇÃO NA URETRA ANTES DA INSERÇÃO DE UM CATETER OU OUTRO INSTRUMENTO MÉDICO.

A INSERÇÃO DE CATETERES URINÁRIOS COM O AUXÍLIO DO DISPOGEL® MINIMIZA O TRAUMA, A DOR E AS INFEÇÕES ASSOCIADAS A ESTE TIPO DE PROCEDIMENTOS.

APÓS A INSTILAÇÃO DO GEL ESPERE 5-10 MINUTOS ANTES DA INSERÇÃO DE UM CATETER OU OUTRO INSTRUMENTO MÉDICO. É O TEMPO NECESSÁRIO PARA ALCANÇAR O EFEITO ANESTÉSICO DA LIDOCAÍNA.

DISPOGEL® É UM DISPOSITIVO MÉDICO CLASSE III.

REF: 00118-01-6 | CDM: 24925543 | NPDM: V9099

#### DESCRIÇÃO:

GEL LUBRIFICANTE URETERAL COM LIDOCAÍNA HCL SERINGA 6ML, ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNI./CX: 100



REF: 00118-01-11 | CDM: 24925535 | NPDM: V9099

#### DESCRIÇÃO:

GEL LUBRIFICANTE URETERAL COM LIDOCAÍNA HCL SERINGA 11ML, ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNI./CX: 50



#### FORNECEDOR:



DISPOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  
İVEDİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, AĞAÇ İŞLERİ SİTESİ, 30. CAD. NO: 51  
YENİMAHALLE - ANKARA / TÜRKİYE  
TEL: +90 (0) 312 394 45 52 | FAX: +90 (0) 312 394 45 58  
INFO@DISPOFARMA.COM | WWW.DISPOFARMA.COM

STERILEE0

CE 2292