



IMOBILIZADOR DE BRAÇO EM REDE

FI-510S, FI-510M, FI-510L, FI-510XL

FL-066 REV00 | Data: 07/09/2023

Cuidar com Excelência

PMH - Produtos Médicos Hospitalares, S.A. | +351 263 650 680 | www.pmh.pt | info@pmh.pt

PMH-03P-02F REV.01



IMOBILIZADOR DE BRAÇO EM REDE

FI-510S, FI-510M, FI-510L, FI-510XL

IMOBILIZADOR DE BRAÇO E OMBRO EM REDE:

1. EMBOLSAR O BRAÇO.
2. CRUZAR A FITA DA PARTE DE TRÁS POR CIMA DO OMBRO, E PASSAR A MESMA PELA ANILHA E AJUSTAR.
3. CRUZAR FITA NA PARTE DE TRÁS HORIZONTALMENTE, PASSAR A FITA PELO ANEL E AJUSTAR.

REF: FI-510S - MEDIDAS(CM): 35X20CM - UNI./CX: 50 - CDM: 54330858

REF: FI-510M - MEDIDAS(CM): 40X20 - UNI./CX: 50 - CDM: 58799400

REF: FI-510L - MEDIDAS(CM): 47X20 - UNI./CX: 40 - CDM: 30095182

REF: FI-510XL - MEDIDAS(CM): 52X20 - UNI./CX: 40 - CDM: 56418990

NPDM: V0804



FORNECEDOR:

2miil
MEDICAL DEVICES

2MIIL ARTESANÍA SANITARIA, S.L.
C/ TALLERES N31, POL. IND. 28430, ALPEDRETE, MADRID
WWW.2MIIL.COM | 2MIIL@2MIIL.COM
TLF: (+34) 91 630 92 08 | FAX: (+34) 91 279 36 59