



PMH-03P-02F REV.01



PRODUTOS NEOSEGUR®

CATÁLOGO PRODUTOS

FL-PMH-006 REV.001 | Data: 11/04/2024

Cuidar com Excelência

PMH - Produtos Médicos Hospitalares, S.A. | +351 263 650 680 | www.pmh.pt | info@pmh.pt



PROLONGAMENTOS NEOSEGUR®

SISTEMA NEOSEGUR®

GARANTIR UMA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEGURA, EVITANDO MISTURA DE MEDICAMENTOS NAS LINHAS.

- AS LINHAS JUNTAM-SE NO LUER LOCK QUE CONECTA O CATÉTER
- OS FÁRMACOS ADMINISTRADOS, NÃO SE MISTURAM NO PROLONGAMENTO
- NÃO RODA, FACILITA A COLOCAÇÃO COM APENAS UMA MÃO
- POSSIBILITA A MANUTEÇÃO DO DÉBITO SELECIONADO SEM RETORNO
- LINHAS COM CÓDIGO DE COR NO LUER LOCK
- IDENTIFICAÇÃO OTIMIZADA DOS FÁRMACOS A ADMINISTRAR NAS LINHAS E POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA UMA MAIOR COMODIDADE
- LUER LOCK MÓVEL COM FILTRO PURGA
- CLAMPES ABERTOS COM CÓDIGO DE CORES
- SEGURANÇA E CONFORTO



NEOSEGUR®

1 VIA

306.1111 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 1 VIA, COM VÁLVULA BIDIRECIONAL, LUER LOCK MÓVEL E FILTRO PURGA

- TAMPA DE PROTEÇÃO COM FILTRO PURGA
- TUBO DUPLO POE/PVC 1.00X3.00MM, 15CM
- CLAMP BRANCO
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- CDM: 89795598
- UNIDADES POR CAIXA: 150





NEOSEGUR®

2 VIAS

306.2828 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 2 VIAS, COM VAR1 E LUER LOCK MÓVEL E FILTRO PURGA

- TAMPA DE PROTEÇÃO COM FILTRO PURGA
- TUBO DUPLO POE/PVC 0.90X2.00MM, 10CM
- CLAMP BRANCO E AZUL
- VÁLVULA ANTI-RETORNO (VAR)
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA
- CDM: 63004003
- UNIDADES POR CAIXA: 150




306.2862 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 2 VIAS, COM VÁLVULA BIDIRECIONAL E LUER LOCK MÓVEL E FILTRO PURGA

- TAMPA DE PROTEÇÃO COM FILTRO PURGA
- TUBO DUPLO POE/PVC 1.50X3.00MM, 10CM
- TUBO DUPLO POE/PVC 0.90X2.00MM, 10CM
- CLAMP VERMELHO E AZUL
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- CDM: 89795652
- UNIDADES POR CAIXA: 150



306.2820 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 2 VIAS, UMA VIA DE ALTO DÉBITO, COM VÁLVULA BIDIRECIONAL E LUER LOCK MÓVEL E FILTRO PURGA

- TAMPA DE PROTEÇÃO COM FILTRO PURGA
- TUBO FINO COM LINHA AZUL 1.80X3.00MM, 10CM
- TUBO DUPLO POE/PVC 0.90X2.00MM, 10CM
- CLAMP VERMELHO E AZUL
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- CDM: 70635498
- UNIDADES POR CAIXA: 150



306.4465 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® OPACO LARANJA DE 2 VIAS, COM VAR E VÁLVULA BIDIRECIONAL, LUER LOCK MÓVEL E FILTRO PURGA

- TAMPA DE PROTEÇÃO COM FILTRO PURGA
- TUBO DUPLO POE/PVC LARANJA 1.50X3.00MM, 10CM
- TUBO DUPLO POE/PVC LARANJA 0.50X2.00MM, 10CM
- CLAMP VERMELHO E AZUL
- VÁLVULA BIDIRECIONAL MICROCLAVE®
- VÁLVULA ANTI-RETORNO (VAR)
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA
- CDM: 75353989
- UNIDADES POR CAIXA: 150






NEOSEGUR®

3 VIAS


306.2787 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 3 VIAS, LINHA AZUL, COM VÁLVULA BIDIRECIONAL, LUER LOCK MÓVEL E FILTRO PURGA

- TAMPA DE PROTEÇÃO COM FILTRO PURGA
- TUBO FINO COM LINHA AZUL 1.80X3.00MM, 10CM
- TUBO DUPLO POE/PVC 0.90X2.00MM, 10CM
- CLAMP BRANCO, AZUL E VERMELHO
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- CDM: 89795687
- UNIDADES POR CAIXA: 150




306.2784 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 3 VIAS COM 3 VAR, LUER LOCK MÓVEL E FILTRO PURGA

- TAMPA DE PROTEÇÃO COM FILTRO PURGA
- TUBO FINO COM LINHA AZUL 1.80X3.00MM, 10CM
- TUBO DUPLO POE/PVC 0.90X2.00MM, 10CM
- CLAMP BRANCO, AZUL E VERMELHO
- VÁLVULA ANTI-RETORNO (VAR)
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA
- CDM: 71195688
- UNIDADES POR CAIXA: 150




306.3928 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 3 VIAS COM 2 VAR, LUER LOCK MÓVEL E FILTRO PURGA

- TAMPA DE PROTEÇÃO COM FILTRO PURGA
- TUBO FINO COM LINHA AZUL 1.80X3.00MM, 10CM
- TUBO DUPLO POE/PVC 0.90X2.00MM, 10CM
- CLAMP AZUL
- VÁLVULA ANTI-RETORNO (VAR)
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA
- CDM: 74241656
- UNIDADES POR CAIXA: 150



306.2786 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 3 VIAS, COM 2 VÁLVULAS BIDIRECIONAIS E 1 VAR, COM LUER LOCK MÓVEL E FILTRO PURGA

- TAMPA DE PROTEÇÃO COM FILTRO PURGA
- TUBO FINO COM LINHA AZUL 1.80X3.00MM, 10CM
- TUBO DUPLO POE/PVC 0.90X2.00MM, 10CM
- CLAMP BRANCO, AZUL E VERMELHO
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- VÁLVULA ANTI-RETORNO (VAR)
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA
- CDM: 89795709
- UNIDADES POR CAIXA: 150






NEOSEGUR®

4 VIAS


306.4068 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 4 VIAS, COM 4 VAR E LUER LOCK MÓVEL COM FILTRO PURGA

- TAMPA DE PROTEÇÃO COM FILTRO PURGA
- TUBO DUPLO POE/PVC 0.90X2.00MM, 10CM
- CLAMP BRANCO, AZUL, VERMELHO E VERDE
- VÁLVULA ANTI-RETORNO (VAR)
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA
- CDM: 63004062
- UNIDADES POR CAIXA: 150




306.4135 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 4 VIAS, COM VÁLVULA BIDIRECIONAL, LUER LOCK MÓVEL E FILTRO PURGA

- TAMPA DE PROTEÇÃO COM FILTRO PURGA
- TUBO DUPLO POE/PVC 0.90X2.00MM, 10CM
- CLAMP BRANCO, AZUL, VERMELHO E VERDE
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- CDM: 89361997
- UNIDADES POR CAIXA: 150



306.4466 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® OPACO LARANJA DE 4 VIAS, COM 3 VAR E UMA VÁLVULA BIDIRECIONAL, COM LUER LOCK MÓVEL E FILTRO PURGA

- TAMPA DE PROTEÇÃO COM FILTRO PURGA
- TUBO DUPLO POE/PVC LARANJA 0.50X2.00MM, 150CM
- CLAMP BRANCO, AZUL, VERMELHO E VERDE
- VÁLVULA BIDIRECIONAL MICROCLAVE®
- VÁLVULA ANTI-RETORNO (VAR)
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA
- CDM: 75354012
- UNIDADES POR CAIXA: 100





NEOSEGUR®

5 VIAS


306.4148 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 5 VIAS, COM 5 VAR, COM LUER LOCK MÓVEL E FILTRO PURGA

- TAMPA DE PROTEÇÃO COM FILTRO PURGA
- TUBO DUPLO POE/PVC 0.90X2.00MM, 10CM
- CLAMP BRANCO, AZUL, VERMELHO E VERDE
- VÁLVULA ANTI-RETORNO (VAR)
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA
- CDM: 76030180
- UNIDADES POR CAIXA: 150



306.4149 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 5 VIAS, COM VÁLVULA BIDIRECIONAL, LUER LOCK MÓVEL E FILTRO PURGA

- TAMPA DE PROTEÇÃO COM FILTRO PURGA
- TUBO DUPLO POE/PVC 0.90X2.00MM, 10CM
- CLAMP BRANCO, AZUL, VERMELHO E VERDE
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- CDM: 79496822
- UNIDADES POR CAIXA: 150






NEOSEGUR®

2 VIAS - VÁLVULA CARESAFE®


306.4499 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 2 VIAS, COM CARESAFE®

- TAMPA DE PROTEÇÃO VERDE COM FILTRO PURGA
- TUBO DUPLO POE/PVC 1.50X3.00MM, 15CM
- TUBO DUPLO POE/PVC 0.90X2.00MM, 15CM
- CLAMP AZUL E BRANCA
- 2 VÁLVULAS BIDIRECIONAIS CARESAFE®
- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150



306.4732 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 2 VIAS, COM CLAMP E CARESAFE®

- TAMPA DE PROTEÇÃO VERDE COM FILTRO PURGA
- TUBO DUPLO POE/PVC 2.50X4.10MM, 10CM
- TUBO DUPLO POE/PVC 1.50X3.00MM, 10CM
- CLAMP AZUL E BRANCA
- 2 VÁLVULAS BIDIRECIONAIS CARESAFE®
- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150




NEOSEGUR®

3 VIAS - VÁLVULA CARESAFE®

306.4539 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 3 VIAS, COM CARESAFE®

- TAMPA DE PROTEÇÃO VERDE COM FILTRO PURGA
- TUBO DUPLO POE/PVC 1.80X3.00MM, 10CM
- TUBO DUPLO POE/PVC 0.90X2.00MM, 10CM
- CLAMP AZUL, BRANCA E VERMELHA
- 3 VÁLVULAS BIDIRECIONAIS CARESAFE®
- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150






NEOSEGUR®

4 VIAS - VÁLVULA CARESAFE®

306.4557 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 4 VIAS, COM CARESAFE®

- TAMPA DE PROTEÇÃO VERDE COM FILTRO PURGA
- TUBO DUPLO POE/PVC 0.90X2.00MM, 10CM
- CLAMP AZUL, BRANCA, VERMELHA E VERDE
- 4 VÁLVULAS BIDIRECIONAIS CARESAFE®
- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150




NEOSEGUR®

5 VIAS - VÁLVULA CARESAFE®

306.4545 - PROLONGAMENTO NEOSEGUR® DE 5 VIAS, COM CARESAFE®

- TAMPA DE PROTEÇÃO VERDE COM FILTRO PURGA
- TUBO DUPLO POE/PVC 0.90X2.00MM, 10CM
- CLAMP AZUL, BRANCA, VERMELHA E VERDE
- 5 VÁLVULAS BIDIRECIONAIS CARESAFE®
- CDM: 76029921
- UNIDADES POR CAIXA: 150





CARACTERÍSTICAS VÁLVULAS

SISTEMA NEOSEGUR®

806.2897 - VÁLVULA NEUTROVAL®

- VÁLVULA DE TECNOLOGIA SPLIT-SEPTUM
- ANTES DA SUA UTILIZAÇÃO, ESTA MEMBRANA DEVE SER DESCONTAMINADA COM ÁLCOOL A 70% OU CLOROEXIDINA.
- INJEÇÃO/ASPIRAÇÃO COM PONTO DE DESINFECÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO SEM AGULHA;
- BARREIRA CONTRA MICRORGANISMOS EM USO PROLONGADO;
- SIMPLES MANUSEIO E ACESSO FÁCIL - LUER LOCK E LUER SLIP;
- COMPATÍVEL COM ÁLCOOL, LÍPIDOS, CLOROHEXIDINA E CITOSTÁTICOS;
- COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SANGUE.
- TIPO DE PRESSÃO PRESSÃO: NEUTRA
- TAXA DE FLUXO: 165ML/MIN
- VALOR RESIDUAL: <0.04ML
- PRESSÃO MÁXIMA: 27.58 BAR
- Nº ATIVAÇÕES: 7 DIAS / 700 ATIVAÇÕES
- CDM: 88946738
- UNIDADES POR CAIXA: 200



806.2300 - VÁLVULA MICROCLAVE®

- VÁLVULA MICROCLAVE DE TECNOLOGIA SLIP-SEPTUM
- ANTES DA SUA UTILIZAÇÃO, ESTA MEMBRANA DEVE SER DESCONTAMINADA COM ÁLCOOL A 70% OU CLOROEXIDINA.
- INJEÇÃO/ASPIRAÇÃO COM PONTO DE DESINFECÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO SEM AGULHA;
- BARREIRA CONTRA MICRORGANISMOS EM USO PROLONGADO;
- SIMPLES MANUSEIO E ACESSO FÁCIL - LUER LOCK E LUER SLIP;
- COMPATÍVEL COM ÁLCOOL, LÍPIDOS, CLOROHEXIDINA E CITOSTÁTICOS;
- COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SANGUE.
- TIPO DE PRESSÃO PRESSÃO: NEUTRA
- TAXA DE FLUXO: 165 ML/MIN
- VOLUME RESIDUAL: <0.04 ML
- PRESSÃO MAX.: 27.58 BAR
- Nº ATIVAÇÕES: 7 DIAS / 700 ATIVAÇÕES
- CDM: 16089570
- UNIDADES POR CAIXA: 200





CARACTERÍSTICAS VÁLVULAS

SISTEMA NEOSEGUR®

806.0677 - VÁLVULA ANTI-RETORNO (VAR)

- VÁLVULA ANTI-RETORNO.
- RESISTENTE A LÍPIDOS.
- COMPATÍVEL COM CITOSTÁTICOS E RMN.
- FLUXO ≥ 150 ML/MIN.
- ≥ 90 ML/MIN. (GLUCOSE 40%)
- RESISTÊNCIA PRESSÃO MÁXIMA: 6BAR
- PRESSÃO DE ABERTURA: ≤ 12 MBAR
- CDM: 17299306
- UNIDADES POR CAIXA: 200



806.4409 - VÁLVULA CARESAFE®

- VÁLVULA DE TECNOLOGIA SPLIT-SEPTUM. ATIVAÇÃO LUER OU LUER LOCK COM SEPTO DIVIDIDO;
- VEDAÇÃO PLANA FECHADA QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA MICROBIANA;
- A VÁLVULA ESTÁ ABERTA DURANTE A ASPIRAÇÃO OU DURANTE A INFUSÃO, E FECHA QUANDO É SEPARADA DO DISPOSITIVO DE INFUSÃO;
- SIMPLES MANUSEIO E ACESSO FÁCIL - LUER LOCK E LUER SLIP;
- ADEQUADO PARA INFUSÕES DE TPN, SANGUE E QUIMIOTERAPIA;
- COMPATÍVEL COM LÍPIDOS, ÁLCOOL, CLOROHEXIDINA E QUIMIOTERAPIA;
- COMPATÍVEL COM RMN.
- TIPO DE PRESSÃO PRESSÃO: NEUTRA
- TAXA DE FLUXO: 110-150ML/MIN
- VALOR RESIDUAL: 0,016ML
- Nº DE ATIVAÇÕES: 7DIAS/600 ATIVAÇÕES
- CDM: 75476541
- UNIDADES POR CAIXA: 250

