

PMH-03P-02F REV.01



# BOMBAS ELASTOMÉRICAS

COM FLUXO VARIÁVEL

FL-012 REV.00 | Data: 03/07/2023

Cuidar com Excelência

PMH - Produtos Médicos Hospitalares, S.A. | +351 263 650 680 | [www.pmh.pt](http://www.pmh.pt) | [info@pmh.pt](mailto:info@pmh.pt)



# BOMBAS ELASTOMÉRICAS

## COM FLUXO VARIÁVEL


SMARTEZ PUMP® - PERMITINDO O QUE MAIS IMPORTA

TERAPIA DE INFUSÃO

1. ENTRADA DE ENCHIMENTO
2. TAMPA ENTRADA DE ENCHIMENTO
3. SMARTEZ PUMP
4. CLAMP ON/OFF
5. FILTRO DE AR E PARTÍCULAS
6. PROLONGAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO ISENTO DE PVC E DEHP
7. JUSTONE PCA — SELETOR DE FLUXO E DE BÓLUS NUM ÚNICO DISPOSITIVO
8. ETIQUETA - VOLUME ENCHIMENTO E DURAÇÃO DA INFUSÃO
9. ETIQUETA - TAXAS DE FLUXO E VOLUMES DE BOLUS SELECIONÁVEIS

CARACTERÍSTICAS:

- A SMARTEZ PUMP COM JUSTONE PCA INCORPORA UM DISPOSITIVO DE BÓLUS.
- O DISPOSITIVO ADMINISTRA UMA INFUSÃO CONTÍNUA SELECIONÁVEL (BASAL) E PERMITE A ADMINISTRAÇÃO DE BÓLUS FIXOS DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO PACIENTE / PROFISSIONAL DE SAÚDE.
- O RESERVATÓRIO DA BOMBA É IDÊNTICO AO DA BOMBA ELASTOMÉRICA SMARTEZ, COM UM BALÃO DE REVESTIMENTO MULTICAMADA PARA ENCHIMENTO COM DROGAS OU FLUÍDOS PARA INFUSÃO.
- O DISPOSITIVO EXERCE UMA PRESSÃO MECÂNICA ADMINISTRANDO O SEU CONTEÚDO ATRAVÉS DO ORIFÍCIO DO PROLONGAMENTO A UMA TAXA DE FLUXO PRÉ DETERMINADA.
- O DISPOSITIVO É ESTÉRIL NA SUA TOTALIDADE E CONCEBIDO PARA USO ÚNICO.





# BOMBAS ELASTOMÉRICAS COM FLUXO VARIÁVEL

BASAL SELECIONÁVEL + INFUSÃO BÓLUS






TABELA DE ENCHIMENTO JUSTONE PCA





# BOMBAS ELASTOMÉRICAS

## COM FLUXO VARIÁVEL

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
<b>Sistema completo - 10uni/cx</b>	
485010	Bomba Elastomérica 100ml c/PCA (Tx Fluxo 1/2/3/4)
485010H	Bomba Elastomérica Rígida 100ml c/PCA (Tx Fluxo 1/2/3/4)
485020	Bomba Elastomérica 270ml c/PCA (Tx Fluxo 1/2/3/4)
485020H	Bomba Elastomérica Rígida 270ml c/PCA (Tx Fluxo 1/2/3/4)
485030	Bomba Elastomérica 400ml c/PCA (Tx Fluxo 1/2/3/4) apenas Soft Shell
485040	Bomba Elastomérica 100ml c/PCA (Tx Fluxo 2/4/6/8)
485040H	Bomba Elastomérica 100ml Rígida c/PCA (Tx Fluxo 2/4/6/8)
485050	Bomba Elastomérica 270ml c/ PCA (Tx Fluxo 2/4/6/8)
485050H	Bomba Elastomérica Rígida 270ml c/ PCA (Tx Fluxo 2/4/6/8)
485060	Bomba Elastomérica 400ml c/ PCA (Tx Fluxo 2/4/6/8) apenas Soft Shell

<b>Com Bólus (Sem Seletor de Fluxo) - 10uni/cx</b>	
486010	Bomba Elastomérica 100ml 2ml/H Bolus 1ml
486010H	Bomba Elastomérica Rígida 100ml 2ml/H Bolus 1ml
486020	Bomba Elastomérica 270ml 2ml/H Bolus 1ml
486020H	Bomba Elastomérica Rígida 270ml 2ml/H Bolus 1ml
486030	Bomba Elastomérica 400ml 2ml/H Bolus 1ml apenas Soft Shell
486040	Bomba Elastomérica 100ml 2ml/H Bolus 2ml
486040H	Bomba Elastomérica Rígida 100ml 2ml/H Bolus 2ml
486050	Bomba Elastomérica 270ml 2ml/H Bolus 2ml
486050H	Bomba Elastomérica Rígida 270ml 2ml/H Bolus 2ml
486060	Bomba Elastomérica 400ml 2ml/H Bolus 2ml apenas Soft Shell

<b>Com Seletor de Fluxo (Sem Bólus) - 10 uni/cx</b>	
487010	Bomba Elastomérica 100ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 1/2/3/4)
487010H	Bomba Elastomérica Rígida 100ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 1/2/3/4)
487020	Bomba Elastomérica 270ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 2/6/10/14)
487020H	Bomba Elastomérica Rígida 270ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 2/6/10/14)
487030	Bomba Elastomérica 400ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 2/6/10/14) apenas Soft Shell
487040	Bomba Elastomérica 100ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 2/6/10/14)
487040H	Bomba Elastomérica Rígida 100ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 2/6/10/14)
487050	Bomba Elastomérica 270ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 5/7/9/12)
487050H	Bomba Elastomérica Rígida 270ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 5/7/9/12)
487060	Bomba Elastomérica 400ml c/Seletor de Fluxo (Taxa Fluxo 5/7/9o/12) apenas Soft Shell

FORNECEDOR:



105 CECIL STREET #20-04,  
THE OCTAGON, SINGAPORE 069534  
TLF: +65 6221 2660 | INFO@EPIC-MED.COM