



PMH-03P-02F REV.01

# ACESSÓRIOS MEDIKRO®

FILTROS, PACKS E TUBO DE PRESSÃO

FL-038 REV.001 | Data: 14/07/2023

Cuidar com Excelência

PMH - Produtos Médicos Hospitalares, S.A. | +351 263 650 680 | [www.pmh.pt](http://www.pmh.pt) | [info@pmh.pt](mailto:info@pmh.pt)



# ACESSÓRIOS MEDIKRO®

## FILTRO BACTERIANO E VIRAL

- USO ÚNICO
- ENCAIXE EXCELENTE, NÃO NECESSITA DE ADAPTADOR
- EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO ATS/ERS
- PROTEÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

O FILTRO BACTERIANO E VIRAL MEDIKRO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE EXATIDÃO E PRECISÃO DESCRITOS NA NORMA ISO 26783 E NAS RECOMENDAÇÕES ATS/ERS PARA TESTES DE ESPIROMETRIA. ESPECIFICAMENTE DESENHADO PARA FUNCIONAR COM OS TRANSDUTORES DE FLUXO MEDIKRO SPIROSAFE O FILTRO É UM AJUSTE PERFEITO PARA O SISTEMA DE ESPIROMETRIA MEDIKRO.

OS FILTROS BACTERIANOS E VIRAIS DA MEDIKRO PROTEGEM OS UTILIZADORES DOS TESTES DE ESPIROMETRIA, OS TRANSDUTORES DE FLUXO MEDIKRO SPIROSAFE PROTEGEM OS PACIENTES DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA.

É DE USO ÚNICO E COMO TAL, ELIMINA A NECESSIDADE DE DESINFEÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, E FACILITA O RENDIMENTO MÁXIMO DO PACIENTE.

### INFORMAÇÃO ENCOMENDA:

REF: M9293 - FILTRO BACTERIANO E VIRAL  
FILTRO BACTERIANO EMBALAGEM INDIVIDUAL

CONTEÚDO:

100 UNID.DE M9293 (2 CX C/50UN)

REF: M9293-100



REF: MEDIKRO M9293 - FILTRO  
BACTERIANO E VIRAL

CDM: 7382387  
NPDM: Z12150185



REF: M9293-100 - 100UNI.  
MEDIKRO M9293

CDM: 7382387  
NPDM: Z12150185



# ACESSÓRIOS MEDIKRO®

## PACKS

### PACK DE CONSUMÍVEIS PRONTOS A USAR:

#### KIT DE ESTUDO DE ESPIROMETRIA 01

SIMPLIFIQUE O SEU TRABALHO COM ESTE KIT DE ESTUDO PRONTO PARA USAR. HIGIÊNICO E FÁCIL DE USAR COM CONSUMÍVEIS DE USO ÚNICO.

#### ESTE KIT INCLUI:

- 100 UNID M9256 TRANSDUTOR DE FLUXO SPIROSAFE
- 100 UNID M9293 FILTRO BACTERIANO E VIRAL
- 100 UNID M9227 CLIP NASAL

REF: M9256-KIT01



REF: M9256-KIT01

CDM: 73823392  
NPDM: Z12150185

#### KIT DE ESTUDO DE ESPIROMETRIA KIT 02

SIMPLIFIQUE O SEU TRABALHO COM ESTE KIT DE ESTUDO PRONTO PARA USAR. HIGIÊNICO E FÁCIL DE USAR COM CONSUMÍVEIS DE USO ÚNICO.

#### ESTE KIT INCLUI:

- 100 UNID M9256 TRANSDUTOR DE FLUXO SPIROSAFE
- 100 UNID M9293 FILTRO BACTERIANO E VIRAL

REF: M9256-KIT02



REF: M9256-KIT02

CDM: 73823422  
NPDM: Z12150185



# ACESSÓRIOS MEDIKRO®

## TUBO DE PRESSÃO

O TUBO DE PRESSÃO É A LIGAÇÃO PNEUMÁTICA ENTRE O TRANSDUTOR DE FLUXO SPIROSAFE E O SENSOR DE ESPIROMETRIA MEDIKRO/SENSOR DE PRESSÃO.

AO IMPLEMENTAR A TECNOLOGIA DE CONTROLO DE VIBRAÇÃO MEDIKRO, O TUBO DE PRESSÃO APERFEIÇA E ESTABILIZA A QUALIDADE DO SINAL DE TESTE RECOLHIDO, MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE GLOBAL DA ESPIROMETRIA.

O TUBO DE PRESSÃO É TAMBÉM O TRANSPORTADOR DA TECNOLOGIA MEDIKRO, QUE FAZ ANEXAR E REMOVER O TUBO DE PRESSÃO DO ESPIRÓMETRO E DO TRANSDUTOR DE FLUXO SPIROSAFE, A PARTIR DO TUBO DE PRESSÃO RÁPIDA E FÁCIL, GARANTINDO AO MESMO TEMPO UMA LIGAÇÃO FIÁVEL E SEGURA.

NÃO É NECESSÁRIA A ESTERILIZAÇÃO DO TUBO DE PRESSÃO. GERALMENTE, O TUBO DE PRESSÃO DEVE SER SUBSTITUÍDO APÓS CADA 300 PACIENTES OU PELO MENOS A CADA TRÊS MESES E/OU SEMPRE QUE A SUA SUPERFÍCIE EXTERIOR SE TORNE VISIVELMENTE SUJA.



REF: M9264-200 - TUBO DE PRESSÃO  
MEDIKRO COM SUPORTE -200UNI/CX

REF: M264 - TUBO DE PRESSÃO MEDIKRO-  
1UNI/CX

CDM: 60798750  
NPDM: Z12150185

FORNECEDOR:



KELLOLAHDENTIE 27, FI-70460 KUOPIO, FINLANDIA  
APDO. DE CORREOS 54, FI-70101, KUOPIO, FINLANDIA  
+358 44 777 7002 | +358 17 283 3300  
SALES@MEDIKRO.COM | WWW.MEDIKRO.COM

CE ISO ISO  
0537 9001 13485