



# IMOBILIZADOR ABDOMINAL

SU-220, SU-222



# IMOBILIZADOR ABDOMINAL

SU-220, SU-222

## FIXAÇÃO DE PACIENTES A CAMAS OU CADEIRAS:

- TOTAL AUSÊNCIA DE COLAS E ADESIVOS, FIXAÇÃO DO TECIDO, PARA PERMITIR A MICROCIRCULAÇÃO DO AR POR SOLDAGEM ULTRASSÔNICA.
- ALMOFADADO DE 30MM EM 100% POLIÉSTER 360G/M<sup>2</sup> ISENTO DE LÁTEX E RESINAS.
- FORRO EXTERIOR EM TECIDO NÃO TECIDO.
- FECHO DE VELCRO RESISTENTE.
- CINTO DE FIXAÇÃO.

## PROTEGE OS PACIENTES DE QUEDAS:

PACIENTES SEDADOS OU DESORIENTADOS NORMALMENTE PERDEM A NOÇÃO DO EQUILÍBRIO E ALGUMAS VEZES SOFREM QUEDAS. PARA EVITAR ESTAS SITUAÇÕES, O PESSOAL DE ENFERMAGEM COSTUMA CONTER OS PACIENTES ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE LENÇÓIS, LIGADURAS OU OUTRO TIPO DE MATERIAL QUE POSSA SER USADO PARA ESTE FIM.

A FAIXA IMOBILIZADORA ABDOMINAL 2MILL FOI CONCEBIDA PARA LIMITAR OS MOVIMENTOS DO PACIENTE AOS PERMITIDOS PARA QUE SEJA POSSÍVEL O SEU TRATAMENTO DE ACORDO COM CADA CASO INDIVIDUAL. ESTÁ DISPONÍVEL UM TAMANHO EXTRA GRANDE COM UM CINTO MAIS COMPRIDO PARA PACIENTES DE MAIOR DIMENSÃO (REF.SU222).

O CINTO É FABRICADO ATRAVÉS DE UM PROCESSO ULTRASSÔNICO E COMO TAL SEM COSTURAS O QUE EVITA A IRRITAÇÃO DA PELE PELA FRICÇÃO.

É EXTREMAMENTE SUAVE E PODE SER COLOCADO DIRETAMENTE NA PELE. OS CINTOS DE FIXAÇÃO SÃO MUITO RESISTENTES E SUFICIENTEMENTE LONGOS PARA QUALQUER TIPO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO A USAR. DESTA FORMA SÃO PERMITIDOS DIVERSOS NÍVEIS DE MOBILIDADE.

REF: SU-220 - MEDIDAS(CM): 84X16CM - UNI./CX: 15 - CDM: 20569483

REF: SU-222 - MEDIDAS(CM) : 112X16CM - UNI./CX: 15 - CDM: 59206640

NPDM: V0804



FORNECEDOR:

**2miil**  
MEDICAL DEVICES

2MIIL ARTESANÍA SANITARIA, S.L.  
C/ TALLERES N31, POL. IND. 28430, ALPEDRETE, MADRID  
WWW.2MIIL.COM | 2MIIL@2MIIL.COM  
TLF: (+34) 91 630 92 08 | FAX: (+34) 91 279 36 59

