




PMH-03P-02F REV.01



PROLONGAMENTOS VENOSOS

CATÁLOGO PRODUTOS

FL-PMH-019 REV.00 | Data: 15/07/2024

Cuidar com Excelência

PMH - Produtos Médicos Hospitalares, S.A. | +351 263 650 680 | www.pmh.pt | info@pmh.pt



PROLONGAMENTOS VENOSOS

ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES COM EXCELÊNCIA

GARANTIR PROCEDIMENTOS ASSÉTICOS E MINIMIZAR O RISCO DE INFECÇÕES, É A PRIORIDADE DA PMH.

OS PROLONGAMENTOS VENOSOS SÃO DISPOSITIVOS MÉDICOS FUNDAMENTAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES E FÁRMACOS, DIRETAMENTE NA CORRENTE SANGUÍNEA VENOSA. FUNCIONAM COMO “EXTENSÕES”, PROPORCIONANDO MAIOR ALCANCE E FLEXIBILIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS INTRAVENOSOS.

PRODUZIDOS COM MATÉRIA-PRIMA DE ALTA QUALIDADE, AJUDAM A MINIMIZAR O RISCO DE CONTAMINAÇÃO E INFECÇÕES, PERMITINDO EM QUE OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE MANTENHAM UMA DISTÂNCIA ADEQUADA E SEGURA DURANTE A ADMINISTRAÇÃO, REDUZINDO O RISCO DE INFECÇÕES.





PROLONGAMENTOS VENOSOS

ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES COM EXCELÊNCIA

PROLONGAMENTO VENOSO COM LINHA AZUL, COM LUER LOCK MÓVEL MACHO FÊMEA

- TAMPA DE PROTEÇÃO AZUL
- LUER LOCK FÊMEA FIXO
- LUER LOCK MACHO MÓVEL
- TAMPA DE PROTEÇÃO BRANCA

302.1033 - 10CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.0379 - 50CM DE TUBO

- CDM: 53243536
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.0807 - 100CM DE TUBO

- CDM: 17004004
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.0371 - 150CM DE TUBO

- CDM: 16933990
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.0375 - 200CM DE TUBO

- CDM: 48921408
- UNIDADES POR CAIXA: 150

PROLONGAMENTO VENOSO COM LINHA AZUL, COM LUER LOCK MÓVEL MACHO MACHO

- 2 LUER LOCK MACHO MÓVEL
- 2 TAMPAS DE PROTEÇÃO BRANCA

302.1056 - 10CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1058 - 50CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1061 - 100CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.0649 - 150CM DE TUBO

- CDM: 75210088
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1063 - 200CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150





PROLONGAMENTOS VENOSOS

ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES COM EXCELÊNCIA

PROLONGAMENTO VENOSO COM LINHA AZUL, COM LUER LOCK MACHO FÊMEA

- TAMPA DE PROTEÇÃO AZUL
- LUER LOCK FÊMEA FIXO
- LUER LOCK MACHO FIXO
- TAMPA DE PROTEÇÃO BRANCA

302.1080 - 10CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1082 - 50CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1085 - 100CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1086 - 150CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1087 - 200CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150



PROLONGAMENTO VENOSO COM LINHA AZUL, COM LUER LOCK MACHO MACHO

- 2 TAMPAS DE PROTEÇÃO BRANCA
- 2 LUER LOCK MACHO MÓVEL

302.1096 - 10CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1098 - 50CM DE TUBO


- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1101 - 100CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1102 - 150CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150





PROLONGAMENTOS VENOSOS

ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES COM EXCELÊNCIA

PROLONGAMENTO VENOSO COM LINHA AZUL, COM VAR 1 E LUER LOCK MÓVEL MACHO FÊMEA

- TAMPA DE PROTEÇÃO BRANCA
- VÁLVULA ANTI-RETORNO (VAR)
- LUER LOCK MACHO MÓVEL
- LUER LOCK FÊMEA FIXO
- TAMPA DE PROTEÇÃO BRANCO

302.1398 - 20 CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1218 - 50CM DE TUBO


- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.0373 - 150CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.0376 - 200CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150



PROLONGAMENTO VENOSO FINO, COM LUER LOCK MACHO FÊMEA

- TAMPA DE PROTEÇÃO AZUL
- LUER LOCK FÊMEA FIXO
- LUER LOCK MACHO FIXO
- TAMPA DE PROTEÇÃO BRANCA

302.1034 - 10CM DE TUBO

- CDM: 32003544
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1036 - 50CM DE TUBO

- CDM: 55502245
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.0022 - 100CM DE TUBO

- CDM: 22501452
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.0382 - 150CM DE TUBO

- CDM: 16934563
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.0068 - 150CM DE TUBO

- CDM: 21757593
- UNIDADES POR CAIXA: 150





PROLONGAMENTOS VENOSOS

ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES COM EXCELÊNCIA

PROLONGAMENTO VENOSO COM LUER LOCK MÓVEL MACHO FÊMEA - PEDIÁTRICO

- TAMPA DE PROTEÇÃO BRANCA
- LUER LOCK MACHO MÓVEL
- LUER LOCK FÊMEA FIXO
- TAMPA DE PROTEÇÃO AZUL

302.0386 - 50CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.0906 - 150CM DE TUBO

- CDM: 17004012
- UNIDADES POR CAIXA: 150



PROLONGAMENTO VENOSO FINO, COM LUER LOCK MACHO MACHO

- TAMPA DE PROTEÇÃO BRANCA
- LUER LOCK MACHO MÓVEL

302.1064 - 10CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1066 - 50CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1069 - 100CM DE TUBO


- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1070 - 150CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1071 - 200CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150





PROLONGAMENTOS VENOSOS

ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES COM EXCELÊNCIA

PROLONGAMENTO VENOSO FINO, COM VAR E LUER LOCK MACHO FÊMEA

- TAMPA DE PROTEÇÃO BRANCA
- LUER LOCK MACHO MÓVEL
- LUER LOCK FÊMEA FIXO
- TAMPA DE PROTEÇÃO AZUL

302.1377 - 10CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 200

302.1567 - 20CM DE TUBO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150



302.2384 - PROLONGAMENTO VENOSO COM VÁLVULA BIDIRECIONAL, LUER LOCK MÓVEL E FILTRO PURGA

- TAMPA DE PROTEÇÃO VERDE COM FILTRO PURGA
- LUER LOCK MACHO MÓVEL
- 10CM DE TUBO
- CLAMP
- LUER LOCK FÊMEA FIXO
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL
- CDM: 72943661
- UNIDADES POR CAIXA: 150



302.0716 - PROLONGAMENTO VENOSO COM PONTO DE INJEÇÃO EM T, COM LUER SLIP

- TAMPA DE PROTEÇÃO AZUL
- LUER LOCK FÊMEA FIXO
- 10CM DE TUBO
- CLAMP
- PONTO DE INJEÇÃO EM T
- CDM: 30926440
- UNIDADES POR CAIXA: 200





PROLONGAMENTOS VENOSOS

ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES COM EXCELÊNCIA

302.1969 - PROLONGAMENTO VENOSO COM PONTO DE INJEÇÃO EM T, COM MICROCLAVE E LUER LOCK MÓVEL

- PONTO DE INJEÇÃO EM T
- 10CM DE TUBO
- CLAMP
- LUER LOCK FÊMEA FIXO
- VÁLVULA BIDIRECIONAL MICROCLAVE
- CDM: 17085608
- UNIDADES POR CAIXA: 200



302.2770 - PROLONGAMENTO VENOSO COM PONTO DE INJEÇÃO EM T, COM 2 VIAS COM MICROCLAVE E LUER LOCK MÓVEL

- PONTO DE INJEÇÃO EM T
- 10CM DE TUBO
- 15CM DE TUBO
- 2 CLAMPS
- 2 LUER LOCK FÊMEA FIXO
- 2 VÁLVULAS BIDIRECIONAL MICROCLAVE
- CDM: 25035053
- UNIDADES POR CAIXA: 100



302.0812 - PROLONGAMENTO VENOSO FINO, COM MICROCLAVE E LUER LOCK MACHO FÊMEA

- VÁLVULA BIDIRECIONAL MICROCLAVE
- LUER LOCK FÊMEA FIXO
- 10CM DE TUBO
- CLAMP
- LUER LOCK MACHO FIXO
- TAMPA DE PROTEÇÃO BRANCA
- CDM: 52036111
- UNIDADES POR CAIXA: 100



302.2668 - PROLONGAMENTO VENOSO FINO 1.00X2.50MM , COM MICROCLAVE E LUER LOCK MACHO FÊMEA

- VÁLVULA BIDIRECIONAL MICROCLAVE
- LUER LOCK FÊMEA FIXO
- 10CM DE TUBO 1.00X2.50MM
- CLAMP
- LUER LOCK MACHO FIXO
- TAMPA DE PROTEÇÃO BRANCA
- CDM: 50740202
- UNIDADES POR CAIXA: 100





PROLONGAMENTOS VENOSOS

ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES COM EXCELÊNCIA

PROLONGAMENTO VENOSO OPACO PRETO, COM LUER LOCK MACHO FÊMEA

- TAMPA DE PROTEÇÃO BRANCA
- LUER LOCK MACHO FIXO
- LUER LOCK FÊMEA FIXO
- TAMPA DE PROTEÇÃO AZUL

302.1183 - 10CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 200

302.1186 - 50CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: 89211570
- UNIDADES POR CAIXA: 200

302.1188 - 100CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: 89211588
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1189 - 150CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: 22500855
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1190 - 200CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150



PROLONGAMENTO VENOSO OPACO PRETO, COM LUER LOCK MÓVEL MACHO FÊMEA

- TAMPA DE PROTEÇÃO BRANCA
- LUER LOCK MACHO MÓVEL
- LUER LOCK FÊMEA FIXO
- TAMPA DE PROTEÇÃO AZUL

302.1128 - 10CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 200

302.0428 - 50CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: 21007462
- UNIDADES POR CAIXA: 200

302.0425 - 100CM DE TUBO OPACO PRETO


- CDM: 17399009
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.0426 - 150CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: 16934407
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.0427 - 200CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: 17399017
- UNIDADES POR CAIXA: 150





PROLONGAMENTOS VENOSOS

ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES COM EXCELÊNCIA

PROLONGAMENTO VENOSO OPACO PRETO, COM LUER LOCK MACHO MACHO

- 2 TAMPAS DE PROTEÇÃO BRANCA
- 2 LUER LOCK MACHO FIXO

302.1191 - 10CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 200

302.1194 - 50CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 200

302.1196 - 100CM DE TUBO OPACO PRETO


- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1197 - 150CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1198 - 200CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150



PROLONGAMENTO VENOSO OPACO PRETO, COM LUER LOCK MÓVEL MACHO MACHO

- 2 TAMPAS DE PROTEÇÃO BRANCA
- 2 LUER LOCK MACHO MÓVEL

302.1131 - 10CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 200

302.1134 - 50CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 200

302.1136 - 100CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1137 - 150CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

302.1138 - 200CM DE TUBO OPACO PRETO

- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 150

